

瘤胃微生物移植

Rumen Microbiota Transplantation

王佳堃*,杨斌,俞少博

4

1

2

3

5 奶业科学研究所,动物科学学院,浙江大学,杭州,浙江

6 *通讯作者邮箱: jiakunwang@zju.edu.cn

7

- 8 摘要:瘤胃微生物移植 (Rumen Microbiota Transplantation) 是将符合要求的供体瘤胃
- 9 微生物移植到受体动物的瘤胃中,从而重塑瘤胃菌群结构,提高反刍动物生产性能或治
- 10 疗动物疾病。本文介绍了瘤胃微生物移植实验中,供体反刍动物的选择、瘤胃液的采集、
- 11 瘤胃微生物冻干粉的制备,以及受体动物瘤胃微生物移植的基本方法。
- 12 关键词:瘤胃,微生物,移植

13

14

材料与试剂

- 15 1. 试验动物
- 16 2. 瘤胃液采集管 (科立博牧业科技有限公司, catalog number: A1141K、A1164K 或
- 17 A1320K, 图 1, 表 1)



18 19

图 1. 瘤胃液采集管

20 (图片摘自 https://www.anscitech.cn/)

21 22

表 1. 瘤胃液采集管型号及适用范围

目录号	长度 (m)	适用范围
A1141K	2.6	成年牛
A1164K	2.0	小牛
A1320K	1.7	犊牛或成年羊



- 24 3. 密封保温瓶
- 25 4. 50 ml 离心管
- 26 5. 血清瓶
- 27 6. CO₂气体
- 28 7. 无菌纱布
- 29 8. 100~200 ml 注射器 (若需要移植的瘤胃液较多,选用相应型号注射器)
- 30 9. 250 ml 离心杯 (离心机配套)
- 31 10. 脱脂奶粉
- 32 11. 瘤胃插管
- 34 瘤胃液采集管。

35



36 37

图 2. Freka Tube 鼻饲管

38

- 39 12. 冻干保护剂 (见溶液配方)
- 40 13. 碳水化合物厌氧固体培养基 (见溶液配方)
- 41 14. PBS 磷酸缓冲液

42

43 仪器设备

- 44 1. 水浴锅
- 45 2. 高速离心机



46	3.	真空冷冻干燥机
. •	٠.	7/ 1 / // / / / / / / / / / / / / / / /

- 47 4. -80°C 超低温冰箱
- 48 5. 厌氧培养箱

50 实验步骤

- 51 1. 瘤胃液移植
- 52 1.1 供体动物的选择
- 53 选取 5 头或以上健康供体反刍动物。供体筛选原则如下:
- 54 (1) 大于 5 月龄
- 55 (2) 体温 38-39.5 °C (直肠温度)
- 56 (3) 自由采食和饮水
- 57 (4) 采食、排泄、呼吸、社交、繁殖等日常行为均无异常
- 58 (5) 外观无伤
- 59 (6) 瘤胃内环境正常,无酸中毒、胀气等
- 60 (7) 精神行为正常
- 61 (8) 无其他异常行为
- 62 (9) 2 周内未使用抗生素,且未接种活的病毒疫苗
- 63 (10) 无腹泻、便秘、便血等情况
- 64 (11) 未接触其他患病的动物
- 65 (12) 经血清学检测,无动物疾病,在移植过程中无传播传染病的风险
- 68 1.2 供体瘤胃液的采集
- 59 于瘤胃液移植当天晨饲前,使用瘤胃采集管通过口腔采集供体动物的瘤胃液 (视频 1)。弃去前 100 ml 瘤胃液 (防止唾液污染),随后收集的瘤胃液于密封保 温瓶中暂存。待所有供体动物瘤胃液采集完毕后,在 CO₂ 气流保护下,将所有 供体瘤胃液等体积混合。混合后的瘤胃液经四层纱布过滤,用离心管或血清瓶 密封,至于 39 °C 水浴备用。





视频 1. 口腔采集瘤胃液

1.3 受体动物移植

受体动物在微生物移植前 1~2 周停止使用抗生素。将瘤胃插管经受体动物口腔插入瘤胃中。羔羊采用鼻饲管,将鼻饲管从口腔插入时,羔羊会自动吞咽鼻饲管,帮助插管插入瘤胃,鼻饲管插入 30~40 cm (图 3),切勿过度插入;成年羊或牛采用瘤胃液采集管插入瘤胃底部,成年羊或犊牛插入约 1.2 m,成年牛插入约 2 m。用注射器将瘤胃液经瘤胃插管注入。从瘤胃液采集完毕到移植的时间不超过 30 min。

2. 瘤胃微生物冻干粉移植

2.1 瘤胃微生物冻干粉制备 (视频 2)

经四层纱布过滤后的瘤胃液装入 250 ml 离心杯,并充入 CO_2 ,500 × g 室温下低速离心 5 min 以去除饲料大颗粒。将上清液继续装入离心杯并充入 CO_2 ,24,000 × g 室温下高速离心 20 min 沉淀细菌菌体。弃去上清,加入 1000 ml 冻干保护剂重悬菌体,充入 CO_2 密封后置于-80 °C 硬化 2 h。使用真空冷冻干燥机将硬化后的菌体冻干,混合所有批次的瘤胃微生物冻干粉备用。



视频 2. 瘤胃液冻干粉的制备

2.2 微生物冻干粉活菌数检测和残留挥发性脂肪酸的测定



96

97

98

99

100

101

102

103

104

- (1) 制备冻干粉的过程中,记录并计算瘤胃液冻干粉的平均得率。
 - (2) 取 0.5 g 微生物冻干粉,溶于 1 ml PBS 缓冲液中,经 10 倍梯度稀释形成系列微生物溶液。取各浓度微生物溶液 20 μl,均匀涂布于碳水化合物厌氧固体培养基上,39 °C 下培养 48 h。培养后,选择合适的稀释浓度 (培养皿上菌落数为 30~200 个),计算活菌数。
 - (3) 取 2.5 g 冻干粉,溶于 10 ml PBS 缓冲液,以提取冻干粉中残留的挥发性脂肪酸,使用气相色谱测定挥发性脂肪酸的浓度。

2.3 受体动物移植

受体动物在微生物移植前 1~2 周停止使用抗生素。将瘤胃微生物冻干粉溶于代乳粉或水,随代乳粉或水一起饲喂。溶解时,代乳粉或水的温度为 39~40°C。




图 3. 瘤胃微生物移植流程图

105

106107



结果与分析

109 1. 移植瘤胃液的活菌数

110 按照本文方法处理的新鲜瘤胃液的平均活菌数为 4.5 × 10⁷ CFU/ml,满足移植要求。

111 2. 瘤胃微生物冻干粉的得率、活菌数和残留挥发性脂肪酸

112 按照本文方法,平均每 40 ml 瘤胃液可获得 1 g 瘤胃微生物冻干粉,其平均活菌数

为 6.8×10^8 CFU/g, 冻干粉中残余的乙酸、丙酸和丁酸的浓度依次为 $15.98 \, \mu mol/g$ 、

1.97 µmol/g 和 2.09 µmol/g。

115

116

113

114

108

溶液配方

117 1. 冻干保护剂

118 称取 100 g 脱脂奶粉溶于 1 L 煮沸的蒸馏水,用微波炉中再次煮沸去除溶氧,然后

119 持续通入 CO₂ 冷却备用。

120 2. 碳水化合物厌氧固体培养基

121 培养基配方参考 Leedle 等 (1980),如表 2 所示。配制完成后煮沸去除氧气,通入

122 CO₂ 气体 30~45 min, 使培养基变成无色。121 °C 高压灭菌 15 min, 于厌氧培养

423 基中稍稍冷却,加入 Na₂S/L-半胱氨酸盐酸盐溶液和 Na₂CO₃,倒入培养皿中冷却

124 备用。

125

表2 碳水化合物厌氧培养基配方

配方	百分比(%)
碳水化合物1	0.45
胰酶解酪蛋白	0.20
酵母提取物	0.05
矿物质 2	4.0
矿物质Ⅱ3	4.0
血红素4	1.0
挥发性脂肪酸5	1.0
刃天青 (0.1 %)	0.1



瘤胃液6	40.0	
琼脂	2.0	
纯 水	47.2	
Na ₂ S/L-半胱氨酸盐酸盐溶液 (2.5 %) ⁷	1.0	
Na ₂ CO ₃ (8 %) ⁷	5.0	

- 126 1碳水化合物: 纤维素、纤维二糖、葡萄糖、麦芽糖、果胶、可溶性淀粉、木聚糖、木糖 (w/v)
- 127 和甘油 (v/v) 各0.05%
- 128 ²矿物质I: 0.6 % K₂HPO₄
- 129 ³矿物质Ⅱ: 0.6 % KH₂PO₄、0.6 % (NH₄)₂SO₄、1.2 % NaCl、0.255 % MgSO₄·7H₂O、0.169 %
- 130 CaCl₂·2H₂O
- 131 ⁴血红素溶于50 ml乙醇和50 ml 0.05 M NaOH中
- 132 ⁵每100 ml挥发性脂肪酸溶液包含17 ml乙酸、6 ml丙酸、4 ml丁酸,以及异丁酸、正戊酸、异
- 戊酸和DL-α-甲基丁酸各1 ml,加蒸馏水混匀,用NaOH调节pH至7.5
- 134 6瘤胃液以24000 × g离心30 min后储存在-80 °C条件下
- 135 ⁷溶液过0.22μm Millipore®滤膜除菌,待培养基高压灭菌后添加

- 137 致谢
- 138 感谢国家重点研发计划 (2017YFD0500502) 和国家自然科学基金 (31622056 和
- 139 31572431) 的资助。
- 140 使用本试验方案的文章: Yu 等 (2020)。

141

- 142 参考文献
- 143 1. 胡军,谢春琳,唐义梅,晏向华. (2017). <u>我国猪粪便微生物移植技术的标准程序初探.</u>中国畜牧杂
- 144 志, 53(8): 1-4.
- 145 2. Hu, J., Chen, L., Tang, Y., Xie, C., Xu, B., Shi, M., Zheng, W., Zhou, S., Wang, W., Liu, L., Yan, Y.,
- Yang, T., Niu, Y., Hou, Q., Xu, B., Yan, X. (2018). Standardized preparation for fecal microbiota
- transplantation in pigs. *Front Microbiol* 9, 1328.
- 148 3. Leedle, J.A., & Hespell, R.B. (1980). <u>Differential carbohydrate media and anaerobic replica plating</u>
- techniques in delineating carbohydrate-utilizing subgroups in rumen bacterial populations. Appl
- 150 Environ Microbiol 39(4): 709-719.



- Shen, J.S., Chai, Z., Song, L.J., Liu, J.X. and Wu, Y.M. (2012). <u>Insertion depth of oral stomach</u>
 tubes may affect the fermentation parameters of ruminal fluid collected in dairy cows. *J Dairy Sci* 95(10): 5978-5984.
- Yu, S., Shi, W., Yang, B., Gao, G., Chen, H., Cao, L., Yu, Z. and Wang, J. (2020). Effects of repeated
 oral inoculation of artificially fed lambs with lyophilized rumen fluid on growth performance, rumen
 fermentation, microbial population and organ development. Anim Feed Sci Technol 264.

158